

Minimaxx

Fauteuil roulant pliable



Accoudoirs standard



Accoudoirs sport



Accoudoirs sport, vue de côté



Fauteuil plié

Minimaxx se plie facilement et est facile à transporter, tout en offrant un très bon soutien d'assise. Le design du système de pliage rend la chaise rigide, et le fauteuil est aussi beaucoup plus stable qu'un fauteuil roulant pliable standard.

Le but recherché est le meilleur rapport rigidité/poids possible. Il est atteint grâce à l'utilisation de tubes très légers, similaires à ceux utilisés pour les VTT ou vélos de route haut de gamme. Minimaxx pèse seulement 9 % de sa capacité de poids supporté.

Minimaxx assure une conduite fluide en raison du positionnement des roues avant et arrière. Il est conçu pour que les roues arrière portent le maximum du poids de l'utilisateur, facilitant ainsi la poussée. Les roues pivotantes sont très en avant par rapport à un fauteuil standard pour éviter toute bascule vers l'avant.

La faible hauteur d'assise facilite les transferts ainsi que la propulsion podale.

Les poignées de poussée sont dessinées pour que l'assistant puisse facilement utiliser son corps pour tourner et pousser la chaise. Les poignées rembourrées forment un angle qui limite au maximum les tensions au

niveau des poignets et des épaules.

Minimaxx existe avec des freins à disque en option. Cela réduit les efforts demandés pour freiner la chaise, même avec une charge maximum. Avec l'option freins à disque, une fonction parking est ajoutée ainsi que le verrouillage des roues. Une autre option est l'accoudoir type "sport".

Les repose-pieds sont conçus pour supporter 100 kg chacun. Ils sont ajustables latéralement pour être adaptés aux personnes qui ont soit les pieds très rapprochés en position assise, soit très écartés. Les accoudoirs très longs facilitent le lever ou l'assise.

- Châssis pliant rigide
- Facile à pousser
- Option frein à disque et accoudoirs sport



Scanner le code QR pour voir la vidéo



Frein sur poignée de poussée



Tige porte-sérum et porte-bouteille à oxygène



Accoudoirs sport



Frein à disque



Tablette



Caractéristiques

Minimaxx	
Poids maximum supporté	325 kg
Largeur totale	80 / 85 / 90 / 95 cm
Largeur totale plié	41 cm
Hauteur totale sans les poignées de poussée	103 cm
Hauteur totale avec les poignées de poussée en position basse	110 cm
Longueur totale sans les repose-pied	70 cm
Largeur d'assise	56 / 61 / 66 / 71 cm
Profondeur d'assise	46 cm
Hauteur d'assise	43 cm
Hauteur du dossier	51 cm
Accoudoirs escamotable et amovibles	Oui
Repose-pied ajustables en hauteur	Oui
Repose-pied escamotables et amovibles	Oui
Poids	27 kg
Fonctionnement	Manuel
Ignifugé	Oui
Coloris housse	Noir
Coloris châssis	Argent métallisé
Poignées de poussée ajustables en hauteur	Oui
Roues arrière à blocage rapide	Oui
Ajustement du centre de gravité	Oui
Pliable	Oui
Siège fixe	Oui
Châssis	Acier au chrome molybdène epoxy
Roues arrière	Pneus solides en polyuréthane 24"
Roues avant	Ø 125 mm nylon avec PU
Assise et dossier	Polyester / nylon
Accoudoirs	Polyuréthane
Repose-pied	Acier inox et caoutchouc
Classification ISO	ISO 12 22 03 - 08

Référence	Modèle	Largeur d'assise
0100-056-000	Minimaxx Standard	56 cm
0100-061-000	Minimaxx Standard	61 cm
0100-066-000	Minimaxx Standard	66 cm
0100-071-000	Minimaxx Standard	71 cm
0109-056-000	Minimaxx avec freins à disque	56 cm
0109-061-000	Minimaxx avec freins à disque	61 cm
0109-066-000	Minimaxx avec freins à disque	66 cm
0109-071-000	Minimaxx avec freins à disque	71 cm

Accessoires

Référence	Désignation
0100-999-006	Accoudoirs sport (la paire)
0100-999-001	Tablette
0100-999-020	Tige porte-sérum et porte-bouteille à oxygène, Ø 10 cm